

RAOUF
Medical Group



شرکت تجهیزات پزشکی رنوف

تهران، خیابان سهروردی شمالی،
خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی،
کوچه هفتم پلاک ۲۴ و ۲۵

تلفن: ۸۸۷۵۹۰۱۵_۶

نمابر: ۸۸۷۴۱۴۶۷

@raoufmedical

info@raoufmedical

www.raoufmedical.com

پکیج های اکسیژن ساز پرتابل کلینیکال

این دستگاه شامل یک تریالی کلینیکال از جنس استیل استنلس ۳۱۶ براق، دو مولد اکسیژن ساز با ظرفیت ۱۰ لیتر در دقیقه، کشوی مخصوص لوازم و داروهای مورد نیاز، جا سرمی و چرخ هایی با قابلیت گردش ۳۶۰ درجه بوده و بین تخت بیماران قرار می گیرد. این اکسیژن ساز به آسانی اکسیژن مدیکال مرطوب و خشک را در اتاق های مرکز درمانی تأمین نموده و قابلیت اکسیژن رسانی هم زمان به دو بیمار را دارد. همچنین جایگزینی مناسبی برای کپسول های اکسیژن و سیستم اکسیژن ساز مرکزی مراکز درمانی می باشد. با استفاده از آن ضمن کاهش هزینه های خرید و شارژ و نگهداری کپسول از بروز احتمالی خطر انفجار کپسول جلوگیری می نمایم



جایگزینی مناسب برای کپسول های اکسیژن در اتاق بیماران

مزایا

- * تولید اکسیژن مدیکال مرطوب و خشک به صورت مستمر به روش PSA
- * قابلیت اکسیژن رسانی هم زمان به دو بیمار
- * کاهش هزینه های خرید و شارژ و نگهداری کپسول در مراکز درمانی
- * جلوگیری از بروز احتمالی خطر انفجار کپسول در اتاق بیماران
- * قابلیت حمل و نقل آسان در بخش های مختلف مراکز درمانی
- * سبک، کم صدا، کم مصرف
- * جایگزینی مناسبی برای کپسول های اکسیژن
- * مجهز به نمایشگر خلوص اکسیژن، دما، فشار و خروجی اکسیژن
- * دارای برد هوشمند و آلارم خودکار افت خلوص اکسیژن، حرارت بالا و فشار
- * احساس آرامش روحی و روانی بیماران
- * قابلیت کارکرد ۲۴ ساعته و هفت روزه ۲۴/۷
- * امکان ضد عفونی دستگاه با توجه به بدنه مقاوم
- * دارای فناوری plug and play_ آماده به کار بودن دستگاه
- * داشتن پایه سرم
- * امکان تأمین ۲۰ لیتر در دقیقه برای یک بیمار
- * طراحی شده جهت مصارف کلینیکال

مشخصات فنی

برق ورودی: 50 Hz, 220 V
توان نامی: 3000 w
دمای بهینه کارکرد: 5°C - 45°C
رطوبت مجاز: کمتر از ۸۰٪
ارتفاع مجاز کارکرد: تا ۴۰۰۰ متر از سطح دریا

ابعاد: ۶۰×۶۰×۱۱۰ cm
وزن: ۶۰kg
تغییرات جریان اکسیژن: ۱۰ تا ۲۰ لیتر در دقیقه
حداکثر ظرفیت خروجی اکسیژن: ۲۰ لیتر در دقیقه
میزان صدا: حداکثر ۵۵ دسی بل
خلوص اکسیژن: ۲±۹۳٪