

RAOUF
Medical Group



📍 Add. No. 24,7 th Ave.,Arabali St
Khoeamshahr St., Sohrevardi St.
Tehran , IRAN

☎ Tel : +98(021)88759015-16

📠 Fax: +98(021)88741467

📷 instagram: raoufmedical

✉ info@raoufmedical.ir

🌐 www.Raoufmedical.ir

📍 شرکت تجهیزات پزشکی رئوف

تهران، خیابان سهروردی شمالی،
خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی،
کوچه هفتم پلاک ۲۴، ۲۵

☎ تلفن : ۸۸۷۵۹۰۱۵_۶

📠 شماره : ۸۸۷۴۱۴۶۷

📷 @raoufmedical

✉ info@raoufmedical

🌐 www.raoufmedical.com

ANAESTHETIC GAS SCAVENGING SYSTEM (AGSS)

The AGSS system shall be a dedicated, specifically designed active extraction and disposal system for waste anaesthetic gas.

It's an active system which removes anaesthetic gas any other areas fitted with nitrous mixtures from operating rooms and any other areas fitted with nitrous oxide terminal unit.

- * Oil Free Design.
- * Completed design of transmission system , receiver system and disposal system in one package.
- * Flow adjustment on each terminal unit.
- * Vacuum indicator on each terminal unit.
- * Duplex systems allow you to run one unit while the other unit is being maintained.
- * Alarm and BMS outputs for remote status indication.
- * Pressured device (sea-level pressure): for medical purposes with the power of -0.6 to -0.3 bar.
- * Available in different sizes (unlimited) Or Product supply in different sizes(unlimited)
- * Low maintenance.

AGSS Receiving System – Air Brake

- * For safe collection and removal of exhaled nitrous oxide and other anesthetic gases during anesthesia or sedation.

Remote Control Unit (optional)

- * Easy to operation.



REF-AGSS-00